

Anticorps Polyclonal Anti-Dppa3/Stella Pour Wb Et Elisa - Q8Qzy3

Numéro d'article: CM0019760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DPPA3/Stella pour WB et ELISA. Reconnaît Stella de souris et de rat ; régulateur clé de la reprogrammation épigénétique et de la protection de la méthylation de l'ADN maternel dans les embryons précoces. Idéal pour la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Stella Lapin pAb
Remarques/Alias	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	73708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant Stella humaine (aa 1-150)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8QZY3
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace