

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dppa4 Pour Wb Et Elisa - Q7L190

Numéro d'article: CM0017094

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DPPA4 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le DPPA4 endogène chez les espèces humaine, murine et rat. Convient pour la recherche sur les cellules souches et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPPA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	2410091M23Rik; DPPA4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55211
ID de gène	55211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-304 du DPPA4 humain (NP_060659.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L190
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace