

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpyd Pour Wb, Elisa - Q12882

Numéro d'article: CM0023985

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DPYD, validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude des voies de dégradation des pyrimidines et du métabolisme du 5-fluorouracile.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPYD Rabbit pAb
Remarques/Alias	DHP ; DPD ; DYPD ; DHPDHASE ; DPYD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1806
GeneID	1806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-173 du DPYD humain (NP_000101.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12882
Poids protéique	111 kDa
Expédition	Sac de glace