

Anticorps Polyclonal Anti-Dpys Pour Wb, Elisa - Q14117

Numéro d'article: CM0025780



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DPYS (dihydropyrimidinase) humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des pyrimidines et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPYS Rabbit pAb
Remarques / Alias	DHP ; DHPase ; DPYS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-519 de la DPYS humaine (NP_001376.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14117
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace