


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpysl3 Pour Wb, Elisa - Q14195

Numéro d'article: CM0016730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le DPYSL3 humain (CRMP-4). Convient pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le guidage des axones et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DPYSL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
Espèce	Humain
GeneID	1809
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-520 du DPYSL3 humain (NP_001378.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14195
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace