

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dr1 Pour Wb Et Elisa - Q01658

Numéro d'article: CM0028458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DR1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte DR1 (NC2/NC2-bêta) dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DR1
Remarques/Alias	NC2 ; NC2B ; NCB2 ; NC2-BETA ; DR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1810
GeneID	1810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-176 de DR1 humain (NP_001929.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01658
Poids moléculaire de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace