


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dr4 Pour Fc, Elisa - 000220

Numéro d'article: CM0007533



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le DR4 humain (TNFRSF10A/TRAIL-R1), validé pour la cytométrie en flux (FC) et l'ELISA. L'immunogène recombinant (aa 124-232) assure une spécificité optimale. Idéal pour les applications de recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DR4 mAb Lapin
Remarques/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membre 10a de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 du DR4 humain (NP_003835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000220
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace