


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14763

Numéro d'article: CM0002921



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humain (récepteur de mort 5). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
Remarques/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8795
Identifiant du gène	8795
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 341-440 du DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humain (O14763)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14763
Poids protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace