


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Pour Wb Et Elisa - O14763

Numéro d'article: CM0015161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DR5/TRAILR2/TNFRSF10B, validé pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique au récepteur de la mort 5 humain, un médiateur clé de l'apoptose induite par TRAIL. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer. 48kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Lapin pAb
Remarques/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8795
GenelD	8795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-440 de DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humain (NP_003833.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14763
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace