

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drd1 Pour Wb Et Elisa - P21728

Numéro d'article: CM0028119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DRD1 humain (récepteur D1 de la dopamine), adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DRD1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	DADR ; DRD1A ; DRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1812
GeneID	1812
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 338-446 du DRD1 humain (NP_000785.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P21728
Poids Protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace