


Anticorps Polyclonal Anti-Drd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21917

Numéro d'article: CM0013637



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-DRD4 élevé chez le lapin contre un peptide synthétique situé dans les acides aminés 100-200 du DRD4 humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le récepteur de la dopamine D4 en neurosciences et recherche comportementale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	D4DR; DRD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1815
ID de gène	1815
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du DRD4 humain (NP_000788.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P21917
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace