

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dreb1B Pour Wb Et Elisa - P93835

Numéro d'article: CM0020388

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DREB1B (CBF1) d'Arabidopsis thaliana, adapté à la WB et à l'ELISA. Idéal pour les études sur le facteur de transcription du stress lié au froid et la tolérance au gel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DREB1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATCBF1; C-repeat/DRE binding factor 1; DRE BINDING PROTEIN 1B; DREB1B; T30C3.11; TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR CBF1
Espèce	Arabidopsis thaliana
GenelD	828653
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de DREB1B d'Arabidopsis thaliana (NP_567721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	P93835
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant