


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drg1 Pour Wb, Elisa - Q9Y295

Numéro d'article: CM0026093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DRG1 (NEDD3) humain, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les orthologues de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'hydrolyse du GTP, la polymérisation des microtubules et l'assemblage du fuseau mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEDD3; DRG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4733
ID de gène	4733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 158-367 du DRG1 humain (NP_004138.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y295
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace