

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drg2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55039

Numéro d'article: CM0019246

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine DRG2 humaine, une GTPase impliquée dans la traduction. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la DRG2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'activité GTPase et de la liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRG2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DRG2
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène (humain)	1819
Identifiant de gène	1819
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-260 de la DRG2 humaine (NP_001379.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55039
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace