

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Drosha Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr4

Numéro d'article: CM0003561



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DROSHA de haute qualité validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des miARN et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DROSHA Rabbit mAb
Remarques/Alias	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29102
GeneID	29102
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine DROSHA humaine (Q9NRR4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NRR4
Poids moléculaire	159kDa
Expédition	Sac de glace