


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Drp1 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

Numéro d'article: CM0007079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DRP1 validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines, de rat et de singe. Cible la protéine de type dynamine-1, essentielle à la fission mitochondriale et à la survie neuronale. Idéal pour la biologie cellulaire et la recherche sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRP1 Rabbit mAb
Remarques/alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10059
GenelD	10059
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 561 et 670 de la DRP1 humaine (NP_036192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat, singe
SWISS	O00429
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace