


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drp1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O00429

Numéro d'article: CM0018996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine DRP1 humaine (Dynamine-1-like) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Immunogène recombinant (aa 437-736). Réagit avec la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la fission mitochondriale, l'apoptose et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DRP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	10059
ID du Gène	10059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 437-736 de DNM1L humain (NP_036192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00429
Poids Moléculaire Protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace