


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00429

Numéro d'article: CM0027644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DRP1 validé pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Détecte le DRP1 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fission mitochondriale, de l'apoptose et de la division peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10059
GeneID	10059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-710 de la DRP1 humaine (NP_036193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00429
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace