


Anticorps Polyclonal Anti-Dsc1 Pour Wb, Elisa - Q08554

Numéro d'article: CM0018233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DSC1 humain (Desmocollin-1) pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire médiée par les desmosomes et de la fonction de barrière épidermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DSC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDHF1; DG2/DG3; DSC1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1823
ID du gène	1823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480 à 690 du DSC1 humain (NP_077739.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q08554
Poids moléculaire	100 kDa
Expédition	Poche de glace