


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dsc2 Pour Wb, Elisa - Q02487

Numéro d'article: CM0016721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DSC2 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Il reconnaît la desmocolline-2 humaine (UniProt Q02487), une cadhérine des desmosomes essentielle pour l'adhésion cellulaire et l'intégrité tissulaire. Adapté à la recherche cardiaque et intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DSC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1824
Identifiant de gène	1824
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-690 de la DSC2 humaine (NP_077740.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02487
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace