

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dsg1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q02413

Numéro d'article: CM0028018

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DSG1 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réactivité croisée avec le DSG1 humain et de rat (~114 kDa). Idéal pour les études sur l'adhésion des desmosomes, la différenciation des kératinocytes et la barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DSG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1828
ID de Gène	1828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 800-1049 du DSG1 humain (NP_001933.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q02413
Poids Protéique	114kDa
Expédition	Sac de glace