


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dsg2 Pour Wb, Elisa - Q14126

Numéro d'article: CM0023672



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Desmogleine-2 (DSG2) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour les recherches sur l'adhésion cellulaire, les maladies cardiaques et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DSG2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HDGC, CDHF5, DSG2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1829
GeneID	1829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 635-935 de la DSG2 humaine (NP_001934.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14126
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sachet de glace