


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dsg3/Desmogline-3 Pour Ihc-P, Elisa - P32926

Numéro d'article: CM0024535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Desmogline-3 humaine (DSG3) pour les applications IHC-P et ELISA. Idéal pour étudier l'adhésion des desmosomes, le pemphigus vulgaire et la biologie du follicule pileux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DSG3/Desmogline-3 Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6 ; Desmogline 3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1830
GeneID	1830
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-615 de la DSG3/Desmogline-3 humaine (NP_001935.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32926
Poids Moléculaire Protéique	108 kDa
Expédition	Sac de glace