

Anticorps Polyclonal Anti-Dspp Pour Wb, Elisa - Q9Nzw4

Numéro d'article: CM0025802

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DSPP humaine (Dentine sialophosphoprotéine). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la minéralisation de la dentine et la biominéralisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DSPP Lapin pAb
Remarques/Alias	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1834
GeneID	1834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-146 de la DSPP humaine (NP_055023.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZW4
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace