

Anticorps Polyclonal Anti-Dspp Pour Wb - Q9Nzw4

Numéro d'article: CM0023650

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Dentine sialophosphoprotéine humaine (DSPP) pour WB, IF-P, ELISA. Impliqué dans la dentinogenèse et la biominéralisation. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids moléculaire prédit 131 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DSPP Lapin pAb
Remarques/Alias	DPP ; DSP ; DGI1 ; DMP3 ; DFNA39 ; DSPP
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1834
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence d'acides aminés 16-230 de la DSPP humaine (NP_055023.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZW4
Poids protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace