

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dth8 Pour Wb Et Elisa - Q0J7P4

Numéro d'article: CM0022864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DTH8 (NF-YB11) d'Oryza sativa, validé pour les applications WB et ELISA chez le riz ; adapté aux études sur le temps de floraison et la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DTH8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Hd5; DTH8; GHD8; HAP3H; NFYB11; OsHAP3H; OsNF-YB11
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du Gène	4344784
Immunogène	Protéine recombinante de DTH8 d'Oryza sativa
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q0J7P4
Poids Moléculaire de la Protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace