

Anticorps Polyclonal Anti-Dtna Pour Wb, Elisa - Q9Y4J8

Numéro d'article: CM0014573



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la dystrobrevine alpha humaine (DTNA). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Convient aux recherches sur la biologie des synapses et des muscles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DTNA Rabbit pAb
Remarques/Alias	DTN ; DRP3 ; DTN-A ; LVNC1 ; D18S892E ; DTNA
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1837
ID du gène	1837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-480 de la DTNA humaine (NP_001381.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9Y4J8
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace