

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dtnbp1 Pour Wb, Elisa - Q96Ev8

Numéro d'article: CM0020893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DTNBP1 validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. La dysbindine est un composant du complexe BLOC-1 impliqué dans la biogenèse des organelles liées aux lysosomes et le trafic des vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DTNBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	84062 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 351 de la protéine DTNBP1 humaine (NP_115498.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96EV8
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace