


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dtx1 Pour Wb, Elisa - Q86Y01

Numéro d'article: CM0021241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DTX1 (67 kDa) pour WB, ELISA. Validé chez l'humain et la souris. DTX1 est une ubiquitine-protéine ligase E3 régulant la signalisation Notch et les processus immunitaires. Q86Y01.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DTX1
Remarques/Alias	hDx-1 ; RNF140 ; DTX1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de la DTX1 humaine (NP_004407.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q86Y01
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant