


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dtx3L Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tdb6

Numéro d'article: CM0020765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ligase E3 ubiquitine-protéine humaine DTX3L. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DTX3L Rabbit pAb
Remarques/Alias	BBAP ; RNF143 ; DTX3L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	151636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 601-740 de DTX3L humain (NP_612144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDB6
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace