


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dtymk Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Numéro d'article: CM0002044



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la DTYMK humaine (Thymidylate kinase) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît une protéine d'environ 24 kDa impliquée dans la biosynthèse du dTTP. Convient pour la recherche en oncologie et sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DTYMK Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1841
Identifiant du gène	1841
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de la DTYMK humaine (P23919).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23919
Poids protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace