


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dtymk Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Numéro d'article: CM0031015



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-DTYMK validé pour le Western Blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la thymidylate kinase humaine, murine et de rat, une enzyme clé dans la biosynthèse du dTTP. Convient pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	DTYMK Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDC8 ; TMPK ; TYMK ; CONPM ; PP3731 ; DTYMK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1841
GeneID	1841
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23919
Poids Moléculaire Protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace