


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp13 Pour Wb Et Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

Numéro d'article: CM0030948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DUSP13 pour WB et ELISA, ciblant les isoformes DUSP13A/B humaines, de souris et de rat. Soutient la recherche sur l'activité phosphatase, l'apoptose médiée par ASK1 et l'expression spécifique aux muscles. Fourniture en vrac disponible pour le développement de tests immuno-diagnostiques (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP13 Lapin pAb
Remarques/Alias	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51207
GenelD	51207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de DUSP13 humain (NP_057448.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
Poids moléculaire	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
Expédition	Sac de glace