


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95147

Numéro d'article: CM0014018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DUSP14 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine phosphatase à double spécificité 14 (MKP-6). Convient pour l'étude de la signalisation du TCR et de l'inactivation de la MAP kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MKP6 ; MKP-L ; DUSP14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11072
GeneID	11072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de DUSP14 humain (NP_008957.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95147
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace