


Anticorps Polyclonal Anti-Dusp15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1R2

Numéro d'article: CM0024412



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DUSP15 validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit avec l'homme, la souris, le rat. Explorez les rôles de la phosphatase à double spécificité dans la signalisation et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	VHY; C20orf57; DUSP15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	128853
GeneID	128853
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de la DUSP15 humaine (NP_542178.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1R2
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace