

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp16 Pour Wb, Elisa - Q9By84

Numéro d'article: CM0013184



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DUSP16 (MKP-7), adapté pour WB et ELISA, avec réactivité chez l'humain, la souris et le rat. DUSP16 est une phosphatase à double spécificité qui inactive les kinases MAP. Idéal pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	DUSP16 Lapin pAb
Remarques/Alias	MKP7, MKP-7, DUSP16
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80824
GeneID	80824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 416-665 de DUSP16 humain (NP_085143.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY84
Poids Protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace