

Anticorps Polyclonal Anti-Dusp1/Mkp1 Pour Wb, Elisa - P28562

Numéro d'article: CM0027881



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DUSP1/MKP1 humain (phosphatase de la MAP kinase-1). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP1/MKP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HVH1 ; MKP1 ; CL100 ; MKP-1 ; PTPN10 ; DUSP1/MKP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1843
Identifiant du gène	1843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du DUSP1/MKP1 humain (NP_004408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28562
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace