


Anticorps Polyclonal Anti-Dusp22 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrw4

Numéro d'article: CM0025588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DUSP22 humain (JKAP/JSP-1), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Explorez la signalisation JNK et la régulation des lymphocytes T avec notre anticorps de haute qualité. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VHX ; JKAP ; JSP1 ; MKPX ; JSP-1 ; MKP-x ; LMWDSP2 ; LMW-DSP2 ; DUSP22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56940
GeneID	56940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 du DUSP22 humain (NP_064570.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NRW4
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace