


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp5 Pour Wb Et Elisa - Q16690

Numéro d'article: CM0016799



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine phosphatase à double spécificité humaine DUSP5 (hVH3). Convient pour les applications de Western blot et ELISA. Usage de recherche pour les études de signalisation ERK1 et de phosphatases nucléaires. Poids moléculaire ~42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DUSP; HVH3; DUSP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1847
GeneID	1847
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 315-384 de DUSP5 humain (NP_004410.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16690
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace