


Anticorps Polyclonal Anti-Dusp6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16828

Numéro d'article: CM0029903



Introduction

DUSP6 Lapin pAb (Q16828) est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec DUSP6 humain, murin, rat. Idéal pour les études sur la signalisation des MAP kinases et la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	HH19 ; MKP3 ; PYST1 ; DUSP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1848
GeneID	1848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence dans les acides aminés 302-381 de DUSP6 humain (NP_001937.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16828
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace