


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dusp6 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q16828

Numéro d'article: CM0003760



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-DUSP6 de haute qualité validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA sur humain, souris, rat. Cible DUSP6 (42 kDa), une phosphatase spécifique de la kinase MAP ERK impliquée dans la différenciation cellulaire et la résolution de la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DUSP6 Lapin mAb
Remarques/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1848
GeneID	1848
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 282-381 de DUSP6 humaine (Q16828).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16828
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace