


Anticorps Polyclonal Anti-Dusp9 (Mkp-4) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99956

Numéro d'article: CM0025603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DUSP9 (MKP-4), validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la signalisation ERK et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP9 pAb de lapin
Remarques/Alias	MKP4, MKP-4, DUSP9
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1852
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de DUSP9 humain (NP_001386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99956
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace