

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dut Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33316

Numéro d'article: CM0029200



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DUT pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Détecte la dUTPase mitochondriale pour étudier le métabolisme des nucléotides et la fidélité de la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUT Lapin pAb
Remarques/Alias	BMFDMS; dUTPase; DUT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1854
ID de gène	1854
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 89-252 de DUT humaine (NP_001020419.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33316
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace