

Anticorps Polyclonal Anti-Dvl1 Pour Wb, Elisa - O14640

Numéro d'article: CM0023373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DVL1 humain, valide pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. La cible est impliquée dans la signalisation Wnt ; adapté à la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DVL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1855
GeneID	1855
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 11 et 110 de DVL1 humain (NP_001317240.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14640
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace