

Anticorps Polyclonal Anti-Dvl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Numéro d'article: CM0016444



Introduction

Le DVL1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine humaine DVL1 (UniProt O14640), adapté pour les tests WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DVL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DVL ; DRS2 ; DVL1L1 ; DVL1P1 ; DVL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1855
GeneID	1855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-640 de DVL1 humain (NP_004412.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14640
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace