


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dvl2 Pour If/Icc Et Elisa - O14641

Numéro d'article: CM0017524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DVL2 humain, validé pour les applications IF/ICC et ELISA. Immunogène recombinant, réagit de manière croisée avec l'humain, protéine de 79kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt canonique et non canonique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DVL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DVL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1856
GeneID	1856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du DVL2 humain (NP_004413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14641
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace