


Anticorps Polyclonal Anti-Dvl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92997

Numéro d'article: CM0026355



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin DVL3 de CamelBio cible la protéine de polarité segmentaire humaine dishevelled-3. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DVL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DRS3 ; DVL3
Espèce	Humain
GeneID	1857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-650 de la DVL3 humaine (NP_004414.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92997
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace