

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dynamine 3 Pour Wb Et Elisa - Q9Uq16

Numéro d'article: CM0003369



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant la Dynamine-3 humaine (DNM3). Validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte les échantillons humains et de souris avec une bande prédite à 98 kDa. Idéal pour les études sur l'endocytose et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Dynamine 3 mAb lapin
Remarques / Alias	Dyna III; Dynamine 3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	26052
ID du gène	26052
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 700-800 de la Dynamine 3 humaine (Q9UQ16)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UQ16
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace