


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dync1H1 Pour Wb Et Elisa - Q14204

Numéro d'article: CM0021628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DYNC1H1 validé pour WB et ELISA. Spécifique de la DYNC1H1 humaine (chaîne lourde 1 de la dynéine cytoplasmique, 532 kDa), une protéine motrice impliquée dans le transport rétrograde intracellulaire et l'assemblage du fuseau mitotique. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNC1H1 pAb de lapin
Remarques/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1778
ID du gène	1778
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 210 de la DYNC1H1 humaine (NP_001367.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14204
Poids de la protéine	532 kDa
Expédition	Sac réfrigérant