

Anticorps Polyclonal Anti-Dync1i1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Numéro d'article: CM0024807

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DYNC1I1 humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la dynéine cytoplasmique motrice et le transport intracellulaire. - O14576

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNC1I1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DNC11; DNCIC1; DYNC1I1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1780
GeneID	1780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du DYNC1I1 humain (NP_001129028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14576
Poids protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace